

VIDAL Expert

La **solution** pour votre
logiciel de **prescription**

A black rounded square graphic with a white border, containing the text 'VIDAL expert'. The word 'VIDAL' is in a bold, sans-serif font, and 'expert' is in a white, italicized sans-serif font. The graphic is set against a background of white, wavy, ethereal lines.

VIDAL
expert

**Manuel
d'utilisation**

version 2015



Bienvenue dans VIDAL Expert

Vous venez d'acquérir VIDAL Expert et nous vous en remercions.

Ce manuel a pour objectif de vous guider lors de l'installation de VIDAL Expert et de vous présenter, de façon simple, les différents écrans et les principales fonctionnalités que vous rencontrez lors de l'utilisation de ce logiciel.

Centre d'alertes et de mises à jour

VIDAL Expert intègre un outil de notification qui va automatiquement :

- Gérer les mises à jour de la base de données
- Informer l'utilisateur des dates de validité de l'application



Sommaire

1. Installation de VIDAL Expert	4
2. Activation de l'abonnement	5
2.1. Vous avez une clé d'activation	6
2.2. Vous n'avez pas de clé d'activation	7
3. Mise à jour par internet	8
4. Description de la fenêtre principale	8
4.1. Palette de recherche	9
4.2. Liste de résultats	10
4.3. Zone d'affichage des caractéristiques d'un produit	10
5. Utilisation des Recos VIDAL	11
6. Analyse de prescription	13
7. Mise à jour des monographies en temps réel	14

1. Installation de VIDAL Expert

Attention : Avant de démarrer l'installation de VIDAL Expert, il est impératif de quitter les applications actives.

PC

Insérez le DVD dans le lecteur.

Le programme d'installation se lance automatiquement.

Dans le cas contraire, effectuez la procédure suivante :

Dans le menu **Démarrer**, choisissez **Exécuter**.

Tapez **D:\setup.exe** (si D: représente le lecteur de DVD utilisé)



Si vous installez VIDAL Expert sous Windows Seven

Vous avez besoin des droits administrateurs pour installer VIDAL Expert sur votre ordinateur.

Répondez « oui » à chaque fois que Windows vous demande d'autoriser le programme à apporter des modifications à votre ordinateur.

Mac

Insérez le DVD dans le lecteur et double cliquez sur l'icône **Installez VIDALExpert**.

2. Activation de l'abonnement



ATTENTION

**Une clé d'activation est désormais nécessaire
pour utiliser VIDAL Expert**

**Pour des raisons de sécurité, l'activation de votre abonnement
VIDAL Expert est désormais obligatoire.**

**A partir de la date d'installation, vous disposez d'un délai
de 21 jours pour activer votre abonnement.**

**Passé ce délai, les données VIDAL ne seront plus accessibles.
Sans activation, vous ne pourrez plus accéder
à la base de données VIDAL**


Après l'installation de votre DVD VIDAL Expert, une notification d'activation apparaît sur votre écran. Cliquez sur « ACTIVER MAINTENANT » pour afficher le module d'activation.



Il vous est toutefois possible d'activer également VIDAL Expert à partir de l'icône spécifique VIDAL (VIDAL Menu) qui apparaît dans le systray (zone de notification en bas à droite de votre écran).



En cliquant sur VIDAL Menu, vous pourrez alors facilement démarrer VIDAL Expert, activer l'application ou bien visualiser à travers le tableau de bord l'état de votre abonnement.



L'activation de votre abonnement nécessite de disposer d'une connexion internet. Si vous n'avez aucun accès à internet, veuillez contacter notre Support Technique au 0892 68 10 41 (0,34 €/min) pour récupérer votre licence VIDAL Expert.

2.1. Vous avez une clé d'activation

Recopiez dans le module d'activation la clé de 16 caractères alpha-numériques figurant sur le courrier d'accompagnement de votre DVD ou reçu par email lors de l'achat.

Dans la majorité des cas, un message vous informe que votre produit VIDAL a bien été activé. Cliquez sur « Fermer ». La procédure d'activation est terminée.

Il se peut qu'une nouvelle fenêtre vous demande d'associer un compte VIDAL à votre abonnement.

- Si vous disposez déjà d'un compte VIDAL*, saisissez les informations du compte dans les champs dédiés puis cliquez sur « Valider ». Un message vous informe alors que votre abonnement est bien activé. Cliquez sur « Fermer ». La procédure d'activation est terminée.

– Si vous ne disposez pas d'un compte VIDAL*, vous devez créer un compte utilisateur VIDAL en cliquant sur « Créer mon compte ». Complétez les champs et cliquez sur « Valider ». Un message vous informe alors que votre abonnement est bien activé. Cliquez sur « Fermer ». La procédure d'activation est terminée.

* Le compte VIDAL permet de gérer l'ensemble de vos activités liées à VIDAL grâce à des identifiants uniques. Il vous permet aujourd'hui d'activer VIDAL Expert, de profiter des mises à jour en ligne, d'utiliser le site [vidal.fr](http:// Vidal.fr), de bénéficier de notre support technique et d'accéder aux forums VIDAL. En cas d'oubli de votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur « Ré-initialiser ». Saisissez ensuite votre email associé à votre compte VIDAL pour recevoir votre nouveau mot de passe.

2.2. Vous n'avez pas de clé d'activation

Si vous n'avez pas reçu de clé d'activation et que vous disposez d'un compte VIDAL*, vous pouvez activer votre abonnement en choisissant l'option « Activation par compte ». Il vous suffit alors de renseigner votre identifiant (email) et votre mot de passe afin d'activer directement votre application. En cas d'oubli de votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur « Ré-initialiser ». Saisissez ensuite votre email associé à votre compte VIDAL pour recevoir votre nouveau mot de passe. Si vous avez un message « Ce compte n'est pas associé à un abonnement VIDAL Expert en cours de validité. » il vous faut contacter le Service Clients VIDAL au 09 77 40 18 18 (N° Cristal ; appel non surtaxé)

Si vous n'avez pas de compte VIDAL, il vous faut contacter le Service Clients VIDAL au 09 77 40 18 18 (N° Cristal ; appel non surtaxé).

3. Mise à jour par internet

Cette fonctionnalité nécessite de disposer d'une connexion internet.

Pour activer la mise à jour par internet, il suffit de cliquer sur « Mettre à jour » dans la fenêtre de notification de mise à jour.

Vous pouvez également accéder à une mise à jour disponible en faisant un clic droit sur l'icône VIDAL dans la barre, en bas à droite, de votre écran.

Cliquez ensuite sur « VIDAL Expert », puis mise à jour.

Le logiciel recherche automatiquement les mises à jour disponibles. VIDAL Expert télécharge les mises à jour et vous prévient dès qu'une nouvelle version est prête à être installée.

4. Description de la fenêtre principale




La fenêtre principale de VIDAL Expert est divisée en trois zones :

- ❶ Palette de recherche.
- ❷ Liste de résultats.
- ❸ Zone d'affichage des caractéristiques d'un produit.

4.1. Palette de recherche

À partir de cette palette, la recherche d'un produit peut s'effectuer selon sept critères spécifiques :



- **Nom/Code** (nom commercial ou code CIP, ACL, CIS ou UCD)
- **Forme/Couleur/Classe** (forme, couleur et classe thérapeutique)
- **Indication**
- **Substance** (principe actif et excipient)
- **Laboratoire**
- **Classification** (classes thérapeutiques VIDAL, classes ATC, pages saumon du Dictionnaire VIDAL, classes SEMP, classes EphMRA)
- **VIDAL Recos** (stratégies thérapeutiques)

Par défaut la recherche se fait par nom commercial ou code (CIP, ACL, CIS ou UCD).

Le contenu de la zone de recherche change en fonction du critère utilisé. Elle contient toujours un champ de saisie et, dans le cas d'une recherche par classification, vous avez accès à une boîte de sélection permettant de choisir la classification souhaitée.

4.2. Liste de résultats

Spécialité (2)	Présentation (2)	UCD (2)	Parapharmacie (0)	Prescription (0)					
Cls	Libellé		Principes actifs	Laboratoire	Type	Dop	Presc	Généraliste	
64936439	GLIVEC 100mg cp pellic		imatinib mésilate	Novartis Europharm Limited	*		pr		
63485353	GLIVEC 400mg cp pellic		imatinib mésilate	Novartis Pharma SAS	*		pr		

Les résultats obtenus lors d'une recherche sont affichés sous forme de listes regroupant :

- les spécialités ;
- les présentations ;
- les UCD ;
- les accessoires, réactifs et tests et les produits de diététique remboursables.

Chacune de ces listes comprend différentes colonnes pouvant être triées en cliquant sur l'en-tête.

4.3. Zone d'affichage des caractéristiques d'un produit



En sélectionnant un produit dans une liste de résultats, vous pouvez obtenir ses caractéristiques détaillées.

A partir d'un produit sélectionné, il est possible de consulter différentes informations accessibles à l'aide de deux onglets spécifiques :

- **Monographie** : permet de visualiser et d'imprimer l'intégralité de la fiche de la spécialité dans sa version destinée aux professionnels (Dictionnaire VIDAL) ou au grand public (VIDAL de la famille).
- **Aperçu** : donne accès à diverses informations relatives à la spécialité.

L'onglet **SMR - ASMR** permet d'apporter, pour les spécialités concernées, des informations complémentaires sur le Service Médical Rendu (SMR) et l'Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR).

Le Service Médical Rendu est apprécié par la Commission de la transparence en tenant compte :

- de la nature de l'affection traitée, notamment son degré de gravité
- du niveau d'efficacité et du rapport bénéfices/risques du médicament
- des alternatives thérapeutiques
- de la place du médicament dans la stratégie thérapeutique

Indication/usage - Sommaire de la Thérapeutique	SMR	ASMR	C
Traitement des syndromes myocytolés ou myocytolés et/ou associés à des infarctus myocardiques (surtout dans les formes récurrentes)	important	ASMR III G.V.E.C. associant un ASMR modéré (Subitane ou D) et les formes OML ou L par rapport à la prise en charge habituelle des syndromes myocytolés et/ou associés à des infarctus myocardiques.	(C2)11
Traitement des patients adultes atteints d'asthme sévère ou difficile (SME) à un stade avancé et/ou d'une asthme chronique à écoulements (OCL) associés à un rétrograde de l'ASMR III (S.G.P.R.A.).	important	ASMR III G.V.E.C. associant un ASMR modéré (Subitane ou D) et les formes OML ou L par rapport à la prise en charge habituelle de l'asthme sévère ou difficile et/ou d'une asthme chronique à écoulements associés à un rétrograde de l'ASMR III (S.G.P.R.A.).	(C2)11
Traitement des patients adultes atteints de LALPH (relais) ou de S.M. en monothérapie.	important	ASMR II A l'instar de l'effort de réduction de la mortalité et de l'impact économique (F. Radephe, 2011), G.V.E.C. en monothérapie associant un ASMR modéré (Subitane ou D) et les formes OML ou L par rapport à la prise en charge habituelle de l'ASMR II.	(C2)02
Traitement des syndromes myocytolés et/ou associés à des infarctus myocardiques (surtout dans les formes récurrentes) et/ou associés à des infarctus myocardiques (surtout dans les formes récurrentes) et/ou associés à des infarctus myocardiques (surtout dans les formes récurrentes).	important	ASMR II Dans le traitement de la douleur à caractère chronique, l'ASMR en association à la prise en charge habituelle de l'ASMR II.	(C2)02

5. Utilisation des Recos VIDAL

- VIDAL Expert vous permet d'accéder aux **Recos VIDAL**, stratégies thérapeutiques. Il suffit de sélectionner VIDAL Recos dans le menu déroulant ❶ puis de consulter le sommaire par domaine thérapeutique ❷ ou par ordre alphabétique ❸, ou bien de saisir le nom de la pathologie de votre choix dans la zone de recherche ❹.

The image shows three overlapping screenshots of the VIDAL Recos interface:

- Screenshot 1:** Shows the main menu with 'VIDAL Recos' selected. Other options include 'Recherche par Nom/Code', 'Forme/Couleur/Classe', 'Indication', 'Substance', 'Laboratoire', and 'Classification'.
- Screenshot 2:** Shows the 'VIDAL Recos' menu with 'par domaine' selected. A list of therapeutic domains is displayed, including 'Cardiologie et maladies cardiovasculaires', 'Dermatovénérologie', 'Endocrinologie', 'Gynécologie', 'Hématologie', 'Infectiologie', 'Neurologie', 'Oncologie', 'Ophtalmologie', and 'ORL'.
- Screenshot 3:** Shows the 'VIDAL Recos' menu with 'par ordre alphabétique' selected. A list of specific conditions is displayed, including 'Hyperprolactinémie', 'Hypertension artérielle', 'Hyperthyroïdie', 'Hypertrophie bénigne de la prostate', 'Hypothyroïdie de l'adulte', 'Incontinence urinaire de la femme', 'Infarctus du myocarde aigu', 'Infection par le VIH', 'Infections des voies biliaires', 'Infections génitales de la femme', 'Infections oculaires', 'Infections ostéoarticulaires', 'Infections respiratoires basses de l'enfant', 'Insomnie de l'adulte', 'Insuffisance cardiaque chronique', 'Insuffisance érectile', 'Insuffisance rénale chronique', 'Interruption de grossesse', and 'Lithiase urinaire'.

La Reco s'ouvre sur l'arbre décisionnel **5**, permettant de visualiser ainsi la stratégie thérapeutique depuis le diagnostic jusqu'aux traitements. Le sommaire de la Reco **6** permet de naviguer d'une rubrique à l'autre, ce qui est aussi possible en faisant défiler la page. Cliquez sur un appel de note **7** pour afficher les commentaires de l'arbre **8**. En cliquant sur le nom d'un médicament associé à la pathologie, il est possible de consulter directement l'ensemble des informations de la monographie.

The screenshot displays the 'Migraine' section of the Vidal Reco software. The main window shows a decision tree titled 'Prise en charge' (Management) for 'Migraine : traitement de la crise' (Migraine: treatment of the attack). The tree starts with 'Crise de migraine' and branches into 'Crise légère à modérée' and 'Crise grave et/ou avec handicapante ou déficit fonctionnel ou mal contrôlée'. The 'Crise légère à modérée' branch leads to a decision point: 'Est-ce un premier épisode ou un épisode de migraine sans aura?' (Is it a first episode or an episode of migraine without aura?). This leads to 'Avec aura' (with aura) and 'Sans aura' (without aura). The 'Avec aura' branch leads to 'Ergotamine' (Ergotamine) and 'Sans aura' leads to 'Triptan' (Triptan). The 'Triptan' box is marked with a circled '7' and 'GRADE A'. Below the tree, there are numbered callouts: '1 Traitement de la crise' (Treatment of the attack), '2 Évaluation du traitement après 2 heures' (Evaluation of treatment after 2 hours), and '3 Évaluation de la fréquence des crises' (Evaluation of the frequency of attacks).

The screenshot shows the 'Sommaire de la Reco' (Summary of the Reco) window. It contains a list of navigation options:

- La maladie
- Diagnostic
- Quels patients traiter ?
- Objectifs de la prise en charge
- Prise en charge
 - Arbres décisionnels
 - Migraine : traitement de la crise
 - Migraine : traitement de fond
 - Cas particuliers
 - Conseils aux patients
- Traitements
 - Médicaments cités dans les références
 - Médicaments non cités dans les références
- Références

The screenshot shows the 'VIDAL Recos - Migraine : traitement de la crise' window, providing detailed text for the decision tree steps:

- Traitement de la crise**
 - Il doit être le plus précoce possible.
 - Il peut être non spécifique (antalgique, AINS) ou spécifique (triptan ou dérivé ergoté, dihydroergotamine en spray **Grade A**, ergotamine **Grade B**), selon l'intensité de la crise et l'efficacité des médicaments lors des crises antérieures.
 - En cas de crise avec aura, il est recommandé d'attendre le début de la céphalée pour utiliser les triptans et les dérivés ergotés. **Accord Pro**
- Évaluation du traitement après 2 heures**
 - En cas de soulagement significatif et de bonne tolérance du traitement 2 heures après 1 prise unique, le traitement ne doit pas être modifié. **Accord Pro**
 - Si le patient est un migraineux connu et que l'évaluation de son précédent traitement non spécifique révèle une inefficacité à 2 heures, et/ou plusieurs prises, et/ou une mauvaise tolérance, et/ou une reprise d'activité retardée et anormale, l'ordonnance pour la crise suivante comportera un AINS à prendre d'emblée et un triptan à prendre en l'absence de soulagement 2 heures après la prise de l'AINS.
 - Les médicaments associant la caféine au paracétamol ou à l'aspirine ne sont pas recommandés : risque d'abus médicamenteux. **Accord Pro**
 - Il est recommandé d'éviter les opioïdes seuls ou en association : risque d'abus médicamenteux, voire d'une addiction. **Accord Pro**
- Évaluation de la fréquence des crises**

Dans tous les cas, il est possible à tout moment, à partir des pictogrammes spécifiques **9** de basculer du module VIDAL Recos vers la base médicamenteuse de VIDAL Expert.

9



- Vous avez également accès aux Recos dentaires. Depuis l'écran principal, cliquez sur le menu « Infos », et sélectionnez « Recommandations dentaires ». Une connexion Internet est requise pour les visualiser.

6. Analyse de prescription

Il est possible de déplacer les produits d'une liste de résultats vers l'onglet « **Prescription** » soit par un glissé déposé depuis la liste de résultats vers l'onglet « **Prescription** », soit en faisant un clic droit sur un produit et en choisissant l'entrée « **Envoyer le produit vers la prescription virtuelle** ».

Code	Libellé	Labo Tit.	G/R	Dop.	Type
67707794	CLAMOXYL 500 mg gél	GlaxoSmithKline	Ré		☐ ☒
64148136	ZYLORIC 100 mg cp	GlaxoSmithKline	Ré		☐ ☒

CLAMOXYL 500 mg gél

Monographie complète Analyse

Remplacer en cas d'IAM

Seuil de détection d'interactions : **A prendre en compte**

Interactions
ZYLORIC 100 mg cp + CLAMOXYL 500 mg gél

ZYLORIC 100 mg cp

- Allopurinol
- CLAMOXYL 500 mg gél
- Pénicillines (groupe A)

Niveau de gravité : **A prendre en compte**

Nature du risque : Conduite à tenir :

Risque accru de réactions cutanées.

Les médicaments placés dans une analyse de prescription apparaissent sous forme de liste.

L'onglet « **Monographie complète** » vous permet de visualiser et d'imprimer l'intégralité de la fiche de la spécialité dans sa version destinée aux professionnels (Dictionnaire VIDAL) ou au grand public (VIDAL de la famille). L'onglet « **Analyse** » permet de détecter les interactions médicamenteuses éventuelles. Quand une interaction est détectée parmi les médicaments placés dans la liste de l'analyse de prescription, il apparaît dans le cadre

en bas à gauche de l'onglet « **Analyse** » les différents couples interagissant et à droite, les différentes informations (classes d'IAM, niveau de gravité, nature du risque et conduite à tenir) concernant l'interaction sélectionnée dans la liste de gauche.


Vous pouvez changer le seuil de détection des interactions en positionnant le curseur dans l'échelle de gauche, sur l'un des 4 niveaux désirés (contre-indication, association déconseillée, précaution d'emploi et à prendre en compte). La valeur par défaut est **À prendre en compte** (toutes les interactions sont détectées).

En cliquant sur le bouton « **Remplacer en cas d'IAM** », vous accédez à la fenêtre de remplacement d'un produit au sein d'une recherche d'interactions. Cette alternative thérapeutique peut être réalisée en choisissant un médicament de même classe thérapeutique ou de même indication, n'interagissant avec aucun médicament déjà présent dans l'analyse de prescription.

7. Mise à jour des monographies en temps réel

Cette fonctionnalité est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver à tout moment en cliquant au niveau de la barre de menu sur l'onglet « Outil ». Sélectionnez le menu « Préférences », puis décochez la case « Activer la mise à jour des monographies ».

Pour chaque résultat de votre recherche, cette option vous indique si une monographie plus récente est disponible, par la présence d'un bouton vert « Monographie plus récente en ligne »



The screenshot shows a search result for "ADENURIC 120 mg cp pellic". At the top right of the result card, there is a green button with a play icon and the text "Monographie plus récente en ligne !". A mouse cursor is pointing at this button. Below the button is a white button with the text "Cliquez ici pour la voir". The result card also features a "Monographie Vidal" tab, an "Aperçu" button, and a "Fiche Vidal de la Famille" button. At the bottom of the card, the text "VIDAL 2010 Médicaments" is on the left, and the product name "*ADENURIC® fébuxostat" is on the right.

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez visualiser la monographie la plus récente dans un navigateur Internet.

The logo for VIDAL expert is presented in a dark, rounded rectangular box. The word "VIDAL" is in a bold, uppercase, sans-serif font, while "expert" is in a lowercase, italicized, sans-serif font. The background of the box is dark, and the text is light-colored. The entire logo is set against a background of white, wavy, ethereal lines that flow across the page.

VIDAL
expert

Pour tout renseignement

Service Clients

Tél : 09 77 40 18 18

(N° Cristal : appel non surtaxé)

E-mail : www.vidal.fr (rubrique "Contact")

Hotline Technique

0892 68 10 41 (0,34 €/min)

Avertissement

VIDAL Expert est strictement réservé aux Professionnels de Santé et aux membres de leurs équipes dûment accrédités. Il est conçu pour l'aide à la prescription et ne saurait remplacer la décision du prescripteur, seul juge des thérapeutiques à envisager.

L'évolution rapide des connaissances sur le médicament nécessite une actualisation régulière des données de **VIDAL Expert**.

Malgré tout le soin apporté à l'élaboration de la base de données et compte tenu de la complexité et du nombre d'informations traitées, une erreur ou une omission sont toujours possibles. Il appartient à VIDAL® de procéder à la correction de toute erreur ou omission que vous lui signalerez.

L'éditeur décline toute responsabilité quant aux conséquences qui pourraient résulter de l'utilisation par le Professionnel de Santé dans le cadre de sa pratique quotidienne.

Dans le cadre du droit d'utilisation, il n'est pas autorisé de reproduire, recomposer, traduire ou adapter tout ou partie des données de **VIDAL Expert**, ni de constituer une autre base de données, ni de diffuser ces données, à titre gratuit ou onéreux, par quelque moyen que ce soit.

